

☆車いすクッション一覧☆			素材	座位保持能力	除圧能力	防水性	特 徴		
備品	①	淳風特注 ウレタン クッション		ウレタン	低い	△	なし	施設で通常使用しているノーマルのクッション 自力での体幹保持が可能で、褥瘡リスクも低い方向け	
備品	②	ア ウ ル リ ハ	レギュラー		ジェル	低い	○	あり	厚さ：4cm 自力での体幹保持が可能な方で、「足漕ぎされる方」 「低床の車いすを使用している方」向け
	③		ミドル		ジェル	低い	○	あり	厚さ：6cm 自力での体幹保持が可能な方で、「薄いクッションでは不安な方」 「厚みのあるクッションを使いにくい方」向け
	④		ハイ		ジェル	低い	◎	あり	厚さ：8cm 自力での体幹保持が可能な方で、「坐骨部の骨突出が顕著な方」向け エアークッションのような、沈み込みでの減圧効果あり
	⑤		3D ジャスト		ジェル	高い	○	あり	自力での体幹保持が困難で、「前ずれしてしまう方」 「大腿部の支持が必要な方」向け ※大腿部の厚さ：5cm 後方の骨盤サポートで、仙骨座りを予防
	⑥		アルファプラ		ジェル+ ウレタン	低い	○	なし ※か- 防水	厚さ：6cm 自力での体幹保持が困難で、「前ずれしてしまう方」 「臀部に褥瘡がしやすい方」向け ※仙骨座りになりにくい 尾骨・坐骨部にあるジェルパッドで体圧を分散
	⑦	ソロ		エア+ ウレタン	高い	◎	あり	「エア」と「ウレタン」のハイブリッド 「1」～「3」のメモリ付きバルブで空気圧の調整が可能 丸洗いOKだが、バルブを閉めてから洗う必要あり	
備品	⑧	リフレックス		エア	高い	◎	なし ※か- 防水	座っただけで空気が抜けはじめ、適圧になると内蔵された【空気自動開放バルブ】が閉じるため、空気圧の調整が不要 丸洗いOK 「褥瘡がしやすい方」「姿勢が崩れやすい方」向け	
	⑨	ロホ		エア	低い	◎	あり	1バルブで空気量を使用者に合わせ調整し、臀部を沈み込ませることで効果的に体圧を分散する 「褥瘡が発生している・しやすい方」向け ※体幹保持が困難な方は、姿勢崩れに注意が必要	
備品	⑩	テラフレア		エア	高い	◎	あり	ロホのエアークッションの周囲をフォーム素材で囲むことで、体圧分散性と安定性の両立を実現 「褥瘡が発生している・しやすい方」向け	

※①以外の使用は、施設備品でお試しを行い、個人購入を検討すること。（備品以外の品は、デモ等でお試しを！）